

**Использование:** Диагностические тест-полоски PHAN<sup>®</sup> предназначены для полуколичественного анализа мочи. Диагностические тест-полоски PHAN<sup>®</sup> предназначены только для *in vitro* диагностики профессионально обученным персоналом.

**Инструкция проведения теста:** Для исследования, используйте свежую, утреннюю, хорошо перемешанную, не центрифугированную мочу без консервантов, собранную в чистый контейнер без следов моющих и дезинфицирующих средств. Анализ мочи следует проводить не позднее 4 часов после сбора материала. Не разрезайте тест-полоски!

1. Возьмите из тары ровно столько полосок, сколько необходимо для непосредственного использования, после чего немедленно закройте тару.
2. Не касайтесь руками зон индикации полосок.
3. Полоску опустите на 1–2 секунды в исследуемую мочу так, чтобы все зоны были смочены.
4. Капли мочи с полоски удалите, проведя полоской по краю сосуда с мочой, потом промокните полоску, прижимая ее край к бумажной салфетке.
5. Удерживайте полоску в горизонтальном положении.
6. Приблизительно через 60 секунд сопоставьте окраску зон индикации с соответствующей цветовой шкалой, окраску зоны для лейкоцитов сопоставьте приблизительно через 120 секунд.

**Концентрации рабочего реагента:**

**Удельный вес:** поли (метилвинилпирролидон) эфир maleиновой кислоты) 32 %, бромтимоловый синий 5,1 %

**Лейкотест:** эфир индиксола 0,43 %, соль диазония 0,05 % / **Нитриты:** сульфаниламид 5,1 %, тетрагидробензо-(h)-хинолин 5,8 %

**PH:** метиловый красный 0,71 %, бромтимоловый синий 12,1 % / **Аскорбиновая кислота:** фосфомолибденовая кислота 26 %

**Белок:** эфир тетрабромфенолфталеина 0,21 %, тетрабромфеноловый синий 0,35 %

**Глюкоза:** глюкозооксидаза 1,3 %, пероксидаза 1,3 %, тетраметилбензидин 21 %


**Кетоны:** натрия нитропруссид 4,9 % / **Уробилиноген:** соль диазония 2,3 % / **Билирубин:** соль диазония 0,75 %

**Кровь:** тетраметилбензидин 1,5 %, күменовая перекись водорода 15,2 %

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
URPH0001	АльбуФАН-определение альбумина в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0003	ГемоФАН-определение гемоглобина в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0002	ГлюкоФАН-определение глюкозы в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0004	КетоФАН - определение кетоновых тел в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0011	ГексаФАН - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0012	ГексаФАН - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0013	ГептаФАН - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена, билирубина в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0014	ГептаФАН - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена, билирубина в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0017	ДекаФАН лейко - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена билирубина, нитритов, лейкоцитов, удельного веса в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0018	ДекаФАН лейко - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена билирубина, нитритов, лейкоцитов, удельного веса в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0015	НонаФАН СТ- определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена, билирубина, нитритов, удельного веса в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0010	ПентаФАН - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0007	ТриФАН - определение белка, pH, глюкозы в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0019	УндекаФАН - определение крови, кетонов, глюкозы, белка, pH, уробилиногена билирубина, нитритов, лейкоцитов, удельного веса, аскорбиновой кислоты в моче	ФСЗ 2010/08755	от 24.12.2010
URPH0005	ДиаФАН - определение глюкозы и кетонов в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019
URPH0016	НефроФАН лейко - определение белка, pH, кровь, нитритов, лейкоцитов в моче	ФСЗ 2010/07332	от 08.07.2019

P/Pl/081/24/I

---

 Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ  
e-mail: [diagnostics@erba.com](mailto:diagnostics@erba.com), [www.erbalachema.com](http://www.erbalachema.com)

