



DENSILAMETER II McFarland kontrolní set



Kat. č.: MLT00091

DENSILAMETER II McFarland kontrolní set je určen k pravidelné kontrole kalibrace přístroje DENSILAMETER II. Set obsahuje 4 kontrolní suspenze o turbiditě 0,5; 1; 2 a 4 McFarlanda.

Souprava obsahuje:

- 4 zkumavky s roztokem latexových částic

Skladování a expirace soupravy:

Skladování je doporučeno při (+4 až +25) °C, expirace je vyznačena na obalu.

Potřeby pro práci se soupravou, které nejsou součástí soupravy:

- DENSILAMETER II, kat. č. INS00062

Upozornění: Souprava je určena pouze k profesionálnímu použití.

Postup práce:

Po zapnutí přístroje tlačítkem ON/OFF se na displeji po krátkém zobrazení symbolu 8.8. zobrazí symbol 00. Do měřicího otvoru přístroje se až na jeho dno zasune zkumavka s dobře rozmíchanou kontrolní suspenzí. Výsledek se zobrazí na displeji v jednotkách McFarlanda.

Kontrolní set neslouží ke kalibraci přístroje, ale pouze k pravidelné kontrole kalibrace. Naměřená hodnota se může lišit o ±0,1 od deklarované hodnoty kontroly. Pokud měření kontroly opakovaně nevyjde, obraťte se prosím na obchodního zástupce.

Datum revize: 22. 4. 2020



DENSILAMETER II McFarland kontrolný set



Kat. č.: MLT00091

DENSILAMETER II McFarland kontrolný set je určený k pravidelnej kontrole kalibrácie prístroja DENSILAMETER II. Set obsahuje 4 kontrolné suspenzie o turbiditě 0,5; 1; 2 a 4 McFarlanda.

Súprava obsahuje:

- 4 skúmavky s roztokom latexových častíc

Skladovanie a expirácia súpravy:

Skladovanie je odporúčané pri (+4 až +25) °C, expirácia je vyznačená na obale.

Potreby pre prácu so súpravou, ktoré nie sú súčasťou súpravy:

- DENSILAMETER II, kat. č. INS00062

Upozornenie: Súprava je určená iba k profesionálnemu použitiu.

Postup práce:

Po zapnutí prístroja tlačítkom ON / OF sa na displeji po krátkom zobrazení symbolu 8.8. zobrazí symbol 00. Do meracieho otvoru prístroja sa až na jeho dno zasunie skúmavka s dobre rozmiešanou kontrolnou suspenziou. Výsledok sa zobrazí na displeji v jednotkách McFarland.

Kontrolný set neslúži na kalibráciu prístroja, ale iba k pravidelnej kontrole kalibrácie. Nameraná hodnota sa môže lišit o ±0,1 od deklarovanej hodnoty kontroly. Ak meranie kontroly opakovaně nevyjde, obraťte sa prosím na obchodného zástupcu.

Dátum revízie: 22. 4. 2020



DENSILAMETER II McFarland control set



Cat. No.: MLT00091

DENSILAMETER II McFarland control set is designed to regular check of the Calibration of the DENSILAMETER II. Set contains 4 control suspensions with turbidity 0,5; 1; 2 and 4 McFarland.

Set contains:

- 4 tubes with latex particles solution

Storage, expiration:

The McFarland control set should be stored at the temperature of (+4 to +25) °C until the expiry date indicated on the package.

Material required to perform a control (not included in the set):

- DENSILAMETER II, Cat. No. INS00062

Warning: To be handled by professionally educated person.

Working procedure:

Switch on the device by ON/OFF button. After short display of 8.8. symbol the symbol 00 appears. Insert the tube with well homogenized control suspension to the very bottom of measurement slot. The result is displayed in McF units.

The control set is not intended to calibrate the instrument, but only to periodically check of the Calibration. The measured value may differ by ±0,1 from the declared control value. If the measurement of control fails repeatedly, please contact your sales representative.

Date of revision: 22. 4. 2020

POUŽITÉ SYMBOLY / USED SYMBOLS



Katalogové číslo
Katalógové číslo
Catalogue Number



Číslo šarže
Lot Number



Datum expirace
Dátum expirácie
Expiry Date



Výrobce
Výrobca
Manufacturer



In vitro diagnostikum
In Vitro Diagnostics



Čtěte návod k použití
Čítajte návod k použitiu
See Instruction for Use



Teplota skladování
Teplota skladovania
Storage Temperature



Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, CZ
e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com

M/PI/140/20/A/INT