

Лейкодиф - окрашивания мазков крови

Кат. №	Фасовка
BLT00083	R1: 2 x 100 мл R2: 2 x 100 мл R3: 2 x 100 мл R4: 5 тбл



Применение
Набор для быстрого окрашивания мазков крови.

Принцип метода
Набор содержит реактивы для быстрого окрашивания мазков крови. Окрашивание проводят погружением в окрашивающие растворы мазков. Интенсивность окрашивания возможно регулировать числом погружений в краситель.

Литература
Dobry, E. a spol.: Hematologie a transfúzní služba, Zdravotnické aktuality 211, Avicenum Praha 1987
Hrubisko, M. a spol.: Hematologie a krevní transfúze, svazek I, Hematologie, Avicenum Praha 1983

Реактивы
R1 Фиксирующий раствор
метанол 24 моль/л, Нафталиновый зеленый 1 мг/л
R2 Окрашивающий раствор 1
Эозин У 1,73 ммоль/л, фосфатный буфер, pH 6,8, 60 ммоль/л
R3 Окрашивающий раствор 2
Азур II 12 г/л, фосфатный буфер, pH 6,8, 60 ммоль/л
R4 Таблетки для приготовления промывающего раствора
фосфатный буфер, pH 7,2, 2,5 ммоль/таблетку

Хранение
Хранить (с +2 до +25) °C

Приготовление промывающего раствора R4
1 таблетку растворяют в 250 мл дистиллированной воды.
Устойчивость: 2 месяца (с +2 до +25) °C в темном месте.

Ход работы
1. Приготовленные на обезжиренных стеклах мазки крови оставляют сохнуть на воздухе.
2. Растворы сливают в сосуды.
3. Мазок фиксируют погружением 5 раз на 1 с в реактив 1. После каждого погружения дают возможность стечь раствору и его избыток устраниают о край сосуда.
4. Фиксированный мазок погружают 3 раза на 1 с в реактив 2. После каждого погружения дают возможность стечь раствору и его избыток устраниают о край сосуда.
5. Мазок погружают 6 раз на 1 с в реактив 3. После каждого погружения дают возможность стечь раствору и его избыток устраниают о край сосуда.
6. Стеклянные мазки обрабатывают промывающим раствором и оставляют сохнуть на воздухе.

Предупреждение
1. Интенсивность окрашивания возможно регулировать числом погружений. Не погружайте мазок менее чем 3 раза.
2. Интенсивность эозинофильного окрашивания регулируют числом погружений в реактив 2.
3. Интенсивность базофильного окрашивания регулируют числом погружений в реактив 3.
4. Растворы устойчивы, но их следует предохранять от воздействия прямого солнечного света. Если окрашивание раствора отличается от стандарта, то следует заменить растворы.
5. Обычно заменяют растворы 1 раз в неделю.
6. Если расчет лейкоцитов окажется патологическим, то следует провести окрашивание при помощи растворов по May - Grünwald и Giemsa-Romanowski. При употреблении набора ЛЕЙКОДИФ менее интенсивным окрашиванием грануляции базофилов. Окрашивание не рекомендуется для исследования тромбоцитов.

Меры предосторожности
Набор реактивов предназначен для *in vitro* диагностики профессионально обученным лаборантом.

Идентификация опасностей в соответствии с Регламентом (EC) No 1272/2008



Опасно

Содержит: Метанол
Обозначение опасности:
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H370 Наносит вред органам.
H301 + H311 + H331 Токсично при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании.
Меры предосторожности:
P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P233 Держать крышку контейнера плотно закрытой.
P260 Не вдыхать пары.
P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитная одежда/защитные очки/щиток для защиты лица.
P301 + P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ или врач.
P308 + P311 При оказании воздействия или беспокойности: Обратиться в ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ ПО ТОКСИКОЛОГИИ или к врачу.
UFI: 9VK8-UJVT-8E76-6GPS

Первая помощь
В случае отравления необходимо пострадавшего вынести на свежий воздух и провести искусственное дыхание.
При приеме внутрь следует выпить 0,5 л воды. При попадании в глаза или на кожу их следует промыть проточной водой.
Пострадавшему должна быть оказана квалифицированная медицинская помощь. Внимание! Проглатывание Реагенты 1 выпейте стакан 40%-ного этанола и немедленно обратитесь к врачу. Упоминание метанол приеме внутрь! Попадание в глаза Реагенты 1 тщательно промойте его чистой водой и пострадавших к врачу.

Ликвидация мусора
Все тестированные пробы считают материалом, который может быть инфицирован, и совместно с возможными остатками реактивов подлежат уничтожению в соответствии с утвержденными внутрилабораторными правилами.
Бумажную упаковку сдайте в макулатуру, выделенную заводскую тару в сортировочный мусор.

Представительство в Российской Федерации: ЗАО «Эрба Рус»
109029 г. Москва, ул. Нижегородская 32, корп. 15, офис 503,
тел. +7 (495) 755 55 80; 755 78 51, e-mail: erba@erba.com,
www.erbarus.com

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
BLT00083	Лейкодиф - окрашивания мазков крови	ФСЗ 2010/07334	от 13.05.2019


Дата проведения контроля: 27. 9. 2023

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

Каталожный номер	Производитель	Перед использованием внимательно изучите инструкцию
Номер партии	Ин витро диагностика	Температура хранения
Срок годности	Содержание	

LEUCODIF

Cat. No.	Pack Name	Packaging (Content)
BLT00083	LEUCODIF 200	R1: 2 x 100 ml R2: 2 x 100 ml R3: 2 x 100 ml R4: 5 TBL



Intended use
Set for fast staining of blood smears.

Principle
The set contains the solutions for fast staining of blood smears. Result coloration has panoptical character. Staining is performed by dipping smears into colouring solutions. Intensity and tinge of coloration can be changed by number of dips.

Reference
Dobry, E., et al.: Hematologie a transfúzní služba, Zdravotnické aktuality 211, Avicenum Praha 1987
Hrubisko, M., et al.: Hematologie a krevní transfúze, svazek I, Hematologie, Avicenum Praha 1983

Reagents
R1 Fixing solution
Methanol 24.7 mol/l, Naphtalin green 1 mg/l
R2 Staining solution 1
Eosin Y 1.73 mmol/l, phosphate buffer, pH 6.8, 60 mmol/l
R3 Staining solution 2
Azur II 1.2 g/l, phosphate buffer, pH 6.8, 60 mmol/l
R4 Tablets for rinsing solution
phosphate buffer, pH 7.2, 2.5 mmol/tablet

Storage
Store at (+2 to +25) °C

Preparation of rinsing solution R4
In 250 ml of dist. water dissolve 1 tablet of Reagent 4.
Stability: 2 months at (+2 to +25) °C in the dark.

Procedure
1. On fatless slides make a blood smears in a standard way. Let dry up free on the air.
2. Pour the reagents into convenient staining cuvettes.
3. Fix the smear by dipping 5-times on 1 sec. into Reagent 1. After every dip let the solution flow down and remove the excess by mopping of the drop against the wall of cuvette.
4. Dip the fixed smear 3-times on 1 sec. into Reagent 2. After every dip let the solution flow down and remove the excess by mopping of the drop against the wall of cuvette.
5. Dip the smear 6-times on 1 sec. into Reagent 3. After every dip let the solution flow down and remove the excess by mopping of drop against of wall of cuvette.
6. Rinse the slide by rinsing solution and let dry up, on the air.

Notes
1. The intensity of coloration may be affected by number of dips into staining solutions. The minimal number of dips into each of them is 3.
2. It is possible to increase the intensity of eosinophile coloration by increasing the number of dips into Reagent 2.
3. It is possible to increase the intensity of blue coloration by increasing the number of dips into Reagent 3.
4. All reagents are stable, when protected from direct sunshine. When coloration of standard is different from colouration of smears, change all solutions in staining cuvettes (cca 1-times of week).
5. In case of pathological differential blood picture it is recommended to carry out panoptical coloration according May-Grünwald and Giemsa-Romanowski.
The coloration of the granules of basophiles with LEUKODIF is less remarkable.
This staining is not useful for thrombocytes.

Health protection
For *in vitro* diagnostic use. To be handled by entitled and professionally educated person.

Hazards identification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008



Danger

Contains: methanol
Hazard statement:
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H370 Causes damage to organs.
H301 + H311 + H331 Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled.
Precautionary statement:
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P233 Keep container tightly closed.
P260 Do not breathe vapours.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P301 + P310 IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor.

P308+P311 IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER or doctor.

UFI: 9VK8-UJVT-8E76-6GPS

First aid









At respiration intoxication transport the patient to fresh air, in contingency start artificial respiration. If swallowed, it is necessary to drink of about 0.5 litre of lukewarm water. On skin or eye contact rinse the place with jet of tap water and exchange the cloths. Attention! If swallowed Reagent 1 drink glass of 40% ethanol and seek medical attention immediately. Mention methanol ingestion! In case of contact of Reagent 1 with eyes, rinse with jet of tap water and transfer casualty to a physician.

Waste disposal

All tested samples should be treated as potentially infectious and with the contingent rest of the reagents should be liquidated in accordance with any other local and national regulations relating to the safe handling of such materials.
Put packaging paper waste and rinsed containers to recycling.

Date of revision: 27. 9. 2023

USED SYMBOLS

 Catalogue Number	 Manufacturer	 See Instruction for Use
 Lot Number	 In vitro Diagnostics	 Storage Temperature
 Expiry Date	 Content	

LEUCODIF

Kat. č.	Název balení	Obsah balení
BLT00083	LEUCODIF 200	R1: 2 x 100 ml R2: 2 x 100 ml R3: 2 x 100 ml R4: 5 TBL



Použití

Souprava k rychlému barvení krevních nátěrů.

Princip metody

Souprava obsahuje roztoky k rychlému barvení krevních nátěrů. Výsledné vybarvení má panoptický charakter. Barvení se provádí ponořováním do barvicích roztoků. Intenzita a odstín vybarvení se dá podle potřeby snadno měnit počtem ponoření.

Literatura

Dobry, E. a spol.: Hematologie a transfúzní služba, Zdravotnické aktuality 211, Avicenum Praha 1987

Hrubisko, M. a spol.: Hematologie a krevní transfúze, svazek I Hematologie, Avicenum Praha 1983

Činidla

- R1** Fixační roztok
methanol 24,7 mol/l, naftalinová zeleň 1 mg/l
- R2** Barvicí roztok 1
Eosin Y 1,73 mmol/l, fosforečnanový pufr pH 6,8, 60 mmol/l
- R3** Barvicí roztok 2
Azur II 1,2 g/l, fosforečnanový pufr pH 6,8, 60 mmol/l
- R4** Tablety pro oplachovací roztok
fosforečnanový pufr pH 7,2, 2,5 mmol/tabletu

Skladování

Skladovat při (+2 až +25)°C

Příprava roztoku R4

Připraví se rozpuštěním 1 tablety v 250 ml destilované vody.
Stabilita: 2 měsíce při (+2 až +25)°C v temnu.

Pracovní postup

- Krevní nátěry se zhotoví obvyklým způsobem na odmaštěná sklíčka a nechají uschnout volně na vzduchu.
- Činidla se nalijí do vhodných barvicích nádobek.
- Nátěr se fixuje tím, že se ponoří 5krát na 1 sekundu do činidla 1. Po každém ponoření se nechá roztok stéct a jeho přebytek se odstraní otřením kapky o stěnu nádoby.
- Fixovaný nátěr se ponoří 3krát na 1 sekundu do činidla 2. Po každém ponoření se nechá roztok stéct a jeho přebytek se odstraní otřením kapky o stěnu nádoby.
- Nátěr se ponoří 6krát na 1 sekundu do činidla 3. Po každém ponoření se nechá roztok stéct a jeho přebytek se odstraní otřením kapky o stěnu nádoby.
- Sklíčko se opláchne oplachovacím roztokem a nechá zaschnout volně na vzduchu.

Poznámky

- Intenzitu zbarvení lze regulovat počtem ponorů do barvicích roztoků. Minimální počet ponorů do každého z nich, by neměl být menší než 3.
- Intenzitu vybarvení eosinofilního zbarvení zvýrazníme zvýšením počtu ponorů v činidle 2.
- Intenzitu modrého vybarvení zvýrazníme zvýšením počtu ponorů v činidle 3.
- Činidla jsou stálá, nemají však být vystavována přímému slunečnímu světlu. Roztoky v barvicích nádobkách se obměňují, včetně oplachovacího roztoku, liší-li se vybarvení nátěrů od standardu, tj. asi 1x týdně.
- Je-li rozpočet leukocytů patologický, doporučuje se provést panoptické barvení roztoky podle May-Grünwald a Geimsy-Romanowského. Při použití LEUKODIFu je slabší vybarvení granulace basofilů, způsob barvení není příliš vhodný pro sledování trombocytů.

Ochrana zdraví

Určeno pro *in vitro* diagnostické použití oprávněnou a profesionálně vyškolenou osobou.

Identifikace nebezpečnosti v souladu s Nařízením (EC) č. 1272/2008



Nebezpečí

Obsahuje: methanol

Standardní věty o nebezpečnosti:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H370 Způsobuje poškození orgánů.

H301+H311+H331 Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P260 Nevdechujte páry.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

UFI: 9VK8-UJVT-8E76-6GPS

První pomoc

Při nadýchání přenést postiženého na čerstvý vzduch, event. poskytnout umělé dýchání. Při náhodném požití se vypije asi 0,5 l vlažné vody. Při potřísnění: oči vypláchnout proudem čisté vody, tělo omýt vodou, vyměnit oděv.

Pozor! Při požití Činidla 1 vypijte sklenici 40% ethanolu a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zmíňte požití methanolu! Při zasažení očí Činidlem 1 vypláchnout proudem čisté vody a postiženého dopravit k lékaři.









Likvidace odpadů

Na všechny zpracované vzorky je nutné pohlížet jako na potencionálně infekční a spolu s případnými zbytky činidel je likvidovat podle vlastních interních předpisů jako nebezpečný odpad v souladu se Zákonem o odpadech.

Papírové a ostatní vypláchnuté obaly se likvidují podle druhu materiálu jako tříděný odpad (papír, sklo, plasty).

Datum revize: 27. 9. 2023

POUŽITÉ SYMBOLY

 Katalogové číslo	 Výrobce	 Čtěte návod k použití
 Číslo šarže	 In vitro Diagnostikum	 Teplota skladování
 Datum expirace	 Obsah	

LEUCODIF

Kat. č.	Název balení	Obsah balení
BLT00083	LEUCODIF 200	R1: 2 x 100 ml R2: 2 x 100 ml R3: 2 x 100 ml R4: 5 TBL



Použitie

Súprava na rýchle farbenie krvných náterov.

Princip metódy

Súprava obsahuje roztoky na rýchle farbenie krvných náterov. Výsledné sfarbenie má panoptický charakter. Farbenie sa prevádza ponáraním do farbiacich roztokov. Intenzita a odtieň vyfarbenia sa dá podľa potreby ľahko meniť počtom ponorení.

Literatúra

Dobry, E. a spol.: Hematologie a transfúzní služba, Zdravotnické aktuality 211, Avicenum Praha 1987

Hrubisko, M. a spol.: Hematologie a krevní transfúze, svazek I Hematologie, Avicenum Praha 1983

Činidlá

- R1** Fixačný roztok
metanol 24,7 mol/l, naftalínová zeleň 1 mg/l
- R2** Farbiaci roztok 1
Eosin Y 1,73 mmol/l, fosforečnanový tlmový roztok pH 6,8, 60 mmol/l
- R3** Farbiaci roztok 2
Azur II 1,2 g/l, fosforečnanový tlmový roztok pH 6,8, 60 mmol/l
- R4** Tablety pre oplachovací roztok
fosforečnanový tlmový roztok pH 7,2, 2,5 mmol/tabletu

Skladovanie

Skladovať pri (+2 až +25)°C

Priprava roztoku R4

Připraví sa rozpustením 1 tablety v 250 ml destilovanej vody.
Stabilita: 2 mesiace pri (+2 až +25)°C v tme.

Pracovní postup

- Krvné nátery sa zhotovia obvyklým spôsobom na odmastené sklíčka a nechajú sa uschnúť voľne na vzduchu.
- Činidlá sa nalejú do vhodných farbiacich nádobiek.
- Náter sa fixuje tým, že sa ponoří 5x na 1 sekundu do činidla 1. Po každom ponorení sa nechá roztok stiecť a jeho prebytok sa odstráni otrením kvapky o stenu nádoby.
- Fixovaný nátěr sa ponoří 3x na 1 sekundu do činidla 2. Po každom ponorení sa nechá roztok stiecť a jeho prebytok sa odstráni otrením kvapky o stenu nádoby.
- Náter sa ponoří 6x na 1 sekundu do činidla 3. Po každom ponorení sa nechá roztok stiecť a jeho prebytok sa odstráni otrením kvapky o stenu nádoby.
- Sklíčko sa opláchne oplachovacím roztokom a nechá zaschnúť voľne na vzduchu.

Poznámky

- Intenzitu zafarbenia je možné regulovať počtom ponorení do farbiacich roztokov. Minimálny počet ponorení do každého z nich by nemal byť menší než 3.
- Intenzitu vyfarbenia eosinofilného sfarbenia zvýrazníme zvýšením počtu ponorení v činidle 2.
- Intenzitu modrého vyfarbenia zvýrazníme zvýšením ponorení v činidle 3.
- Činidlá sú stále, nemajú však byť vystavované priamemu slnečnému svetlu. Roztoky vo farbiacich nádobkách sa obměňujú, vrátane oplachovacího roztoku, ak sa liší vyfarbenie náterov od standardu, tj. asi 1x do týždňa.
- Ak je počet leukocytov patologický, doporučuje sa previesť panoptické farbenie roztokmi podľa May-Grünwald a Geimsy-Romanovského. Pri použití LEUKODIFu je slabšie vyfarbenie granulácie bazilofov, spôsob farbenia nie je príliš vhodný pre sledovanie trombocytov.

Ochrana zdravia

Určené pre *in vitro* diagnostické použitie oprávnenu a profesionálne vyškolenou osobou.



Небезпе́чність

Obsahuje: metanol

Вýстра́нне́ опо́зоро́неніє:

H225 Вельмі горлiвiа квaпaлiнa a пaрi.
H370 Spòсòбує пошко́дєнє oргiнoв.
H301+H311+H331 Toxický пpи пoжитí, styku s kožou aлєo пpи vđýchnutí.

Бєзпєчнoстнє́ опо́зоро́неніє:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúчих povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčíte.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P260 Nevdychujte pary.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P308+P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
UFI: 9VK8-UJVT-8E76-6GPS

Прvа́ пoмoц

Ppи nadičhaní preniesť postihnutého na čerstvý vzduch, ev. poskytnúť umelé dýchanie. Ppи náhodnom požití sa vypije asi 0,5 l vody. Ppи vniknutí do oka je treba oko rýchlo a dôkladne vypláchnuť prúdom čistej vody. Ppи zasiahnutí pokožky a odevu umyť postihnuté miesto teplou vodou a mydlom, vymeniť odev. Pozor! Ppи požití Činidlá 1 vypite pohár 40% etanolu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Spomeňte požití metanolu! Ppи zasiahnutí očí Činidlom 1 vypláchnuť prúdom čistej vody a postihnutého dopraviť k lekárovi.

Ликвiдiа́цiа oдпaдoв

Na všetky spracované vzorky je nutno pozerať ako na potencionálne infekčné a spolu s prípadnými zvyškami činidiel ich likvidovať podľa vlastných interných predpisov v sùlade s národnou legislatívou. Papierové a ostatné vypláchnuté obaly sa likvidujú podľa druhu materiálu ako triedený odpad (papier, sklo, plasty).

Dátum revízie: 27. 9. 2023

POUŽITÉ SYMBOLY

	Katalógové číslo		Výrobca		Čítajte návod k použití
	Číslo šarže		In vitro Diagnostikum		Teplota skladovania
	Dátum expirácie		Obsah		

ЛЕЙКОДИФ

Кат. №	Название на упаковке	Фасовка
BLT00083	ЛЕЙКОДИФ 200	R1: 2 x 100 мл R2: 2 x 100 мл R3: 2 x 100 мл R4: 5 тбл



Застосування

Набір для швидкого фарбування мазків крові.

Принцип методу

Набір містить розчини для швидкого фарбування мазків крові. Фарбування проводять шляхом занурення в забарвлюючі розчини. Інтєсивність забарвлення регулюється кількістю занурень у барвники.

Література

Dobry, E. a spol.: Hematologie a transfúzní služba, Zdravotnické aktuality 211, Avicenum Praha 1987
Hrubířko, M. a spol.: Hematologie a krevní transfúze, svazek I, Hematologie, Avicenum Praha 1983

Склад реагентів

- R1 Фіксу́ючий розчин
метанол 24 моль/л, нафталіновий зелений 1 мг/л
R2 Забарвлю́ючий розчин 1
еозин У 1,73 ммоль/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л
R3 Забарвлю́ючий розчин 2
азур ІІ 12 г/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л
R4 Таблєтки для приготування промивочного розчину
фосфатний буфер, рН 7,2, 2,5 ммоль/табл

Зберігання

Зберігати за температури (+2 – +25) °С.

Приготування промивочного розчину R4

1 таблетку розчинити в 250 мл дистильованої води.
Стабільність: упродовж 2 місяців за температури (+2 – +25)°С в затемненому місці.

Процедура

- Підготовлені на нежирних скельцях мазки крові залишити на повітрі для висихання.
- Реагенти перелити в ємності.
- Мазок зафіксувати 5-кратним зануренням на 1 секунду в R1. Після кожного занурення дати можливість стекти залишкам розчину, надлишок видалити проведенням по краям ємності.
- Зафіксований мазок занурити тричі на 1 секунду в R2. Після кожного занурення дати можливість стекти залишкам розчину, надлишок видалити проведенням по краям ємності.
- Мазок занурити 6 разів на 1 секунду в R3. Після кожного занурення дати можливість стекти залишкам розчину, надлишок видалити проведенням по краям ємності.

- Скельця обробити промивочним розчином і залишити на повітрі для висихання.
6. Предметне скло ополіскують промивним розчином і дають йому вільно сохнути на повітрі.

Попередження

- Інтєсивність забарвлення регулюється кількістю занурень. Занурювати щонайменше тричі.
- Інтєсивність еозинoфільного забарвлення регулюється кількістю занурень в реактив R2.
- Інтєсивність базoфільного забарвлення регулюється кількістю занурень в реактив R3.
- Розчини є стабільними, однак їх необхідно захищати від дії прямого сонячного світла. Якщо забарвлення розчину відрізняється від стандартного, то необхідно замінити розчини. Зазвичай заміну проводять 1 раз на тиждень.
- Якщо визначення лейкоцитів вказує на патологічну картину, то необхідно провести фарбування за допомогою розчинів May-Grünwald і Giemsa-Romanowski. Використання набору ЛЕЙКОДИФ дає менш інтєсивне забарвлення грануляції базoфілів. Фарбування не рекомендоване для дослідження тромбоцитів.

Заходи безпеки

Набір реагентів призначений для *in vitro* діагностики професійно підготовленим персоналом.

Ідентифікація загроз відповідно до Регламенту (EC) № 1272/2008



Небезпе́ка

Містить: метанол

Позначки небезпеки:

H225 Дуже легкозаймиста рідина та її пара.
H370 Спричиняє пошкодження органів.
H301+H311+H331 Токсично при ковтанні, контактi зі шкірою або вдиханні.

Заходи безпеки:

P210 Тримати подалі від тепла, іскор, відкритого вогню і гарячих поверхонь. Не палити.
P233 Зберігати контейнер щільно закритим.
P260 Не вдихати пари.
P280 Носити захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя.
P301+P310 ВНАСЛІДОК ПРОКОВТУВАННЯ: Негайно зателефонуйте до ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТОКСИКОЛОГІЇ або до лікаря.
P308+P311 ЯКЩО зазнають впливу або стосуються: Зателефонуйте до ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТОКСИКОЛОГІЇ або до лікаря.
UFI: 9VK8-UJVT-8E76-6GPS

Перша допомога

У випадку отруєння потерпілого необхідно винести на свіже повітря і провести штучну вентиляцію легень.
Ppи ковтанні необхідно випити 0,5 л води. Ppи потрапленні в очі чи на шкіру їх необхідно промити проточною водою. Потерпілому повинна бути надана кваліфікована медична допомога.
Увага! Ppи ковтанні реагента R1 випити 200–250 мл 40%-го етанолу і негайно звернутися до лікаря. Ppи потрапленні реагента R1 в очі ретельно промити їх чистою водою і звернутися до лікаря.

Утилізація використаних матеріалів

матеріалівВсі тестовані зразки вважаються потенційно інфікованим матеріалом, який разом із залишками реактивів підлягає знищенню у відповідності до чинних правил для даного виду матеріалів.
Паперова упаковка підлягає здаванню в макулатуру, промита заводська тара-утилізації як сортоване сміття.

UA Уповноважений представник в Україні:
ТОВ „ЕРБА ДІАГНОСТИКС УКРАЇНА“
01042, Київ, вул. ЮННА ПАВЛА ІІ, буд. 21, офіс 401
тел. +38-050-4483456
ukraine@erba.com

Дата проведення контролю: 27. 9. 2023

ВИКОРИСТАНІ ПОЗНАЧКИ

	Каталожний номер		Виробник		Перед використанням уважно вивчіть Інструкцію
	Номер партії		In vitro діагностика		Температура зберігання
	Термін придатності		Вміст		Національний знак відповідності для України