

BIO LA TEST®

BILIRUBIN CELKOVÝ DCA Liquid 500
BILIRUBIN PŘÍMÝ DCA Liquid 500

Erba
Lachema®



Dvoučinnidlové „ready to use”
soupravy pro stanovení celkového
a přímého bilirubinu metodou
s 2,4-dichlofenyldiazoniovou solí

A MEMBER OF
Erba
Mannheim

BILIRUBIN CELKOVÝ DCA Liquid 500 BILIRUBIN PŘÍMÝ DCA Liquid 500

- stabilní činidla
- jednoduchá manipulace
- aplikace na běžné typy automatických analyzátorů



Složení soupravy

	BILT DCA L 500	BILD DCA L 500
Činidlo 1	4 x 100 ml	4 x 100 ml
Činidlo 2	1 x 100 ml	1 x 100 ml

Výkonnostní charakteristiky

	BILT DCA L 500	BILD DCA L 500
Pracovní rozsah	1,2 - 500 $\mu\text{mol/l}$	1,2 - 170 $\mu\text{mol/l}$
INTRA-ASSAY (n=20)	CV < 1,5 %	CV < 1,5 %
INTER-ASSAY (n=20)	CV < 2,0 %	CV < 1,0 %

Informace pro objednávku

Kat. č.	Název	Zkratka
10010258	BILIRUBIN CELKOVÝ DCA Liquid 500	BILT DCA L 500
10010259	BILIRUBIN PŘÍMÝ DCA Liquid 500	BILD DCA L 500