


INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

Zobrazení posledního změřeného výsledku na hlavní obrazovce LAURA version 2

LAURA version 2, Katalogové číslo: INS00063

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, že nejnovější aktualizace softwaru (1.13) přístroje LAURA version 2 obsahuje funkci, která umožní zobrazení posledního změřeného výsledku na hlavní obrazovce během měření. Tuto funkci můžete povolit v submenu „Přizpůsobení“ (Menu → Nastavení → Přizpůsobení → P. výsledek).



V případě jakýchkoliv otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

Technical Product Management

V Brně, 01. 02. 2022

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 1d, 621 33 Brno
DIČ: CZ26918846 -2-