

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

URIC ACID 275 Kat. č.: XSYS0021

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si upozornit na opravu aplikace pro soupravu UA 275 na automatických analyzátorech XL:

- změna se týká pouze aplikace s použitím SI jednotek ($\mu\text{mol/l}$)
- opravený typ měření: 2-point (místo původního 1-point)

Prosíme, opravte si tuto aplikaci ve svém XL analyzátoru.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

MVDr. Ludmila Lukeszová
Application Specialist Clinical Chemistry
Czech Republic & Slovakia
L.Lukeszova@erbamannheim.com
Mobil: +420 778 461 522



Brno, 10. 06. 2022



Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika

IČ 269 18 846, DIČ CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 45458

Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erbamannheim.com, www.erbalachema.com