



PARAFINOVÝ OLEJ

IVD

CZ

Kat. č.: MLT00042

Pro mikrobiologii

Parafinový olej je pomocným přípravkem pro diagnostické soupravy MIKROLATEST®, obsahující testy, které vyžadují inkubaci se zamezením přístupu kyslíku. Způsob použití Parafinového oleje je obsažen v pracovním návodu příslušné diagnostické soupravy MIKROLATEST®.

Souprava Parafinového oleje obsahuje:

Parafinový olej 3 × 18 ml
Informační leták

Skladování, expirace:

Parafinový olej se skladuje při teplotě (+2 až +25) °C. Soupravu nevystavujte přímému slunečnímu záření. Expirace je vyznačena na každém balení.

Upozornění a bezpečnostní charakteristiky:

Souprava je určena pouze k profesionálnímu použití.

Identifikace nebezpečnosti v souladu s Nařízením (EC) č. 1272/2008

Souprava není klasifikovaná jako nebezpečná.

Likvidace odpadů:

Případné zbytky činidla je nutno likvidovat podle vlastních interních předpisů jako nebezpečný odpad v souladu se Zákonem o odpadech. Papírové a ostatní obaly se likvidují podle druhu materiálu jako tříděný odpad (papír, sklo, plasty).

Datum revize: 14. 3. 2024



PARAFINOVÝ OLEJ

IVD

SK

Kat. č.: MLT00042

Pre mikrobiológiu

Parafinový olej je pomocným prípravkom na diagnostické súpravy MIKROLATEST®, obsahujúce testy, ktoré vyžadujú inkubáciu so zamedzením prístupu kyslíka. Spôsob použitia Parafinového oleja je obsiahnutý v pracovnom návode príslušnej diagnostickej súpravy MIKROLATEST®.

Súprava Parafinového oleja obsahuje:

Parafinový olej 3 × 18 ml
Informačný leták

Skladovanie, expirácia:

Parafinový olej sa skladuje pri teplote (+2 až +25) °C. Súpravu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Expirácia je vyznačená na každom balení.

Upozornenia a bezpečnostné charakteristiky:

Súprava je určená iba na profesionálne použitie.

Identifikácia nebezpečnosti v súlade s Nařízením (EC) č. 1272/2008

Súprava nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

Likvidácia odpadov:

Případné zvyšky činidla je nutno likvidovat podľa vlastných interných predpisov v súlade s národnou legislatívou. Papierové a ostatné obaly sa likvidujú podľa druhu materiálu ako triedeň odpad (papier, sklo, plasty).

Dátum revízie: 14. 3. 2024



PARAFFIN OIL

IVD

EN

Cat. No.: MLT00042

For microbiology

Paraffin oil is supplementary preparation for diagnostic MIKROLATEST® kits, containing tests requiring incubation with prevention of oxygen access. The method of using Paraffin oil is included in the working instruction of the respective diagnostic MIKROLATEST® kit.

PARAFFIN OIL contains:

Paraffin oil 3 × 18 ml
Information leaflet

Storage, expiration:

Paraffin oil is stored at the temperature of (+2 to +25) °C. Store away from direct sunlight. The expiration is indicated at each packing.

Warning and precautions:

For professional use only.

Hazards identification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008

Kit is not classified as dangerous.

Waste disposal:

Contingent rest of the reagent should be liquidated in accordance with any other local and national regulations relating to the safe handling of such materials.

Put packaging paper waste and containers to recycling.

Date of revision: 14. 3. 2024

POUŽITÉ SYMBOLY / USED SYMBOLS



Katalogové číslo
Katalogové číslo
Catalogue Number



Číslo šarže
Lot Number



Datum expirace
Dátum expirácie
Expiry Date



Výrobce
Výrobca
Manufacturer



Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro*
In vitro Diagnostikum
In vitro diagnostic medical device



Čtěte návod k použití
Čítajte návod k použitiu
See Instructions for Use



Teplota skladování
Teplota skladovania
Storage Temperature





Парафиновое масло
стерильное - определение
бактерий без доступа кислорода



Кат. номер: MLT00042

Для микробиологии

Парафиновое масло стерильное – вспомогательный препарат для диагностических наборов MIKROLATEST®, содержащих тесты, которые необходимо инкубировать без доступа кислорода. Способ применения Парафинового масла стерильного указан в инструкциях к наборам MIKROLATEST®.

Набор Парафиновое масло стерильное содержит:
Парафиновое масло стерильное 3 × 18 мл
Инструкцию

Хранение:
При температуре от +2 до +25 °C. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Срок годности указан на каждой упаковке.

Срок годности:
Срок годности указан на каждой упаковке.

Предупреждения и меры предосторожности:
Набор предназначен только для квалифицированного использования.

Идентификация опасностей в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008
Набор не содержит опасных веществ.

Ликвидация отходов:
Остатки реактива подлежат уничтожению в соответствии с действующими местными и федеральными положениями, касающимися безопасного обращения с такими материалами. Упаковочная бумага и другая тара подлежит переработке.

Артикул	Наименование как в РУ	Номер РУ	Дата выдачи РУ
MLT00042	Парафиновое масло стерильное - определение бактерий без доступа кислорода	ФСЗ 2010/07333	от 14.05.2019

Дата проведения контроля: 14. 3. 2024



OLEJ PARAFINOWY



Nr kat.: MLT00042

Do celów mikrobiologicznych

Olej parafinowy to dodatkowy preparat stosowany w zestawach diagnostycznych MIKROLATEST®, zawierających testy wymagające inkubacji bez dostępu tlenu. Metoda użycia oleju parafinowego znajduje się w instrukcji do odpowiedniego zestawu diagnostycznego MIKROLATEST®.

OLEJ PARAFINOWY zawiera:
Olej parafinowy 3 × 18 ml
Ulotkę informacyjną


Warunki przechowywania, termin ważności:
Olej parafinowy należy przechowywać w temperaturze +2 do +25 °C. Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Data ważności zaznaczona jest na każdym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przeznaczono do zastosowania w diagnostyce in vitro przez upoważnioną oraz profesjonalnie przeszkoloną osobę.
Identyfikacja zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Zestaw nie zawiera substancji niebezpiecznych.


Likwidacja odpadów:
Ewentualne resztki odczynnika należy likwidować według własnych przepisów wewnętrznych jako odpad niebezpieczny zgodnie z Ustawą o odpadach. Papierowe oraz pozostałe opakowania należy likwidować w zależności od rodzaju materiału jako odpady sortowane (papier, szkło, plastik).

WYTWÓRCA:
Erba Lachema s.r.o., Karásek 2219/1d, 621 00 BRNO, REPUBLIKA CZESKA
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE:
ERBA POLSKA Sp. z o.o., WDC ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa
tel.: +48 510 251 115, +48 228 783 150, fax: +48 228 783 150
e-mail: erbapolska@erba.com

Дата ревізії: 14. 3. 2024



ПАРАФІНОВА ОЛІЯ



Кат. номер: MLT00042

Для мікробіології

Парафінова олія є допоміжним реагентом для тестів у складі діагностичних наборів MIKROLATEST®, у яких інкубація має відбуватися без доступу кисню. Спосіб застосування парафінової олії вказаний в Інструкціях до наборів MIKROLATEST®.

Набір ПАРАФІНОВА ОЛІЯ містить:
Парафінова олія 3 × 18 мл
Інструкція-вкладення

Умови зберігання, термін придатності:
Зберігати за температури від +2 до +25 °C. Зберігати далеко від прямих сонячних променів. Термін придатності вказаний на кожній упаковці.

Попередження і заходи безпеки:
Набір призначений лише для використання професійно підготовленим персоналом.
Ідентифікація загроз відповідно до Регламенту (ЄС) № 1272/2008
Набір не класифікується як небезпечний матеріал.

Утилізація використаних матеріалів:
Залишки реагенту підлягають утилізації у відповідності до чинних місцевих і державних положень щодо безпечного поводження з такими матеріалами. Пакувальний папір та інша тара підлягає переробці.

UA Уповноважений представник в Україні:
ТОВ „ЕРБА ДІАГНОСТИКС УКРАЇНА“
01042, Київ, вул. ІОННА ПАВЛА II, буд. 21, офіс 401
тел. +38-050-4483456
ukraine@erba.com

Дата проведення контролю: 14. 3. 2024

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ / UŻYTE SYMBOLE / ВИКОРИСТАНІ ПОЗНАЧКИ




Каталожный номер
Numer katalogowy
Каталожный номер




Номер партии
Kod partii
Номер партії




Срок годности
Termin ważności
Термін придатності




Производитель
Producent
Виробник




Для in vitro диагностики
Wyrób medyczny
do diagnostyki in vitro
In vitro diagnostika



Перед использованием внимательно
изучайте инструкцию
Patrz: Instrukcja Użycia
Перед використанням уважно
вивчіть Інструкцію



Температура хранения
Temperatura przechowywania
Температура зберігання



Національний знак
відповідності для України