


System stanovení minimální inhibiční koncentrace ATB

MIKROLATEST[®] MIC

Jednodruhové soupravy MIC



- kvantitativní stanovení citlivosti
rezistence k ATB
- stabilní provedení (skladování 2 – 8°C)
- expirace až 21 měsíců
- dělitelné jednostripy
- 20 druhů ATB
- souprava obsahuje 36 stanovení
- výrobce: Erba Lachema, Brno

Soupravy na zakázkovou výrobu

Registrační číslo	Katalogové číslo	Název	Koncentrace
10020321	MLT00057	MIC Colistin	16 - 0,25 mg/l
10020324	MLT00062	MIC Meropenem	8 - 0,12 mg/l
10020336	MLT00068	MIC Vancomycin	16 - 0,25 mg/l
10020334	MLT00069	MIC Tigecycline	4 - 0,06 mg/l
10020303	MLT00049	MIC Amikacin	64 - 1 mg/l
10020301	MLT00050	MIC Ampicillin	64 - 1 mg/l
10020314	MLT00055	MIC Ciprofloxacin	4 - 0,06 mg/l
10020315	MLT00058	MIC Ertapenem	4 - 0,06 mg/l
10020323	MLT00061	MIC Linezolid	16 - 0,25 mg/l
10020331	MLT00065	MIC Piperacilin/Tazobactam	128/4 - 2/4 mg/l
10020332	MLT00066	MIC Teicoplanin	4 - 0,06 mg/l
10020322	MLT00067	MIC Trimethoprim/Sulfamethoxazole	8/152 - 0,125/2,38 mg/l
10020302	MLT00051	MIC Ampicilin/Sulbactam	64/32 - 1/0,5 mg/l
10020307	MLT00052	MIC Cefepime	32 - 0,5 mg/l
10020312	MLT00053	MIC Ceftazidime	32 - 0,5 mg/l
10020313	MLT00054	MIC Cefuroxime	64 - 1 mg/l
10020320	MLT00056	MIC Clindamycin	4 - 0,06 mg/l
10020317	MLT00059	MIC Gentamicin	32 - 0,5 mg/l
10020326	MLT00063	MIC Nitrofurantoin	128 - 2 mg/l
10020326	MLT00064	MIC Penicillin	4 - 0,06 mg/l

Suspenní média MIC

Registrační číslo	Katalogové číslo	Název	Koncentrace
10020337	MLT00070	Suspenní médium MIC Použití pro stanovení citlivosti enterobakterií, stafylokoků a nefermentujících bakterií	30 x 13 ml
10020338	MLT00071	Suspenní médium MIC G plus Použití pro stanovení citlivosti enterokoků a streptokoků (sk. A, B, C, G a <i>S.pneumoniae</i>)	30 x 13 ml

Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erbamannheim.com
www.erbalachema.com

Version No 1.4

Společnost Erba Lachema s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat, měnit, přidávat a mazat jakékoli specifikace, aplikace a podmínky uvedené v příručce a není povinná upozorňovat uživatele na změny. Informace v této příručce jsou předkládány jako obecné informace a nikoliv jako ujištění nebo záruka. Produkt není v současné době schválen k prodeji v USA. 2021, Erba Lachema s.r.o., Česká republika, všechna práva vyhrazena

