

AN_2023_16

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

MIKROLATEST Beta-LACTAMtest
katalogové č. MLT00034

Vážený zákazníku,

Rádi bychom vás informovali o změně návodu β -LACTAMtest. Na základě doporučení EUCAST test už není vhodný k detekci hemofilů, jak bylo uvedeno v původním návodu.

Souprava β -LACTAMtest je určena pro rychlou detekci aktivity bakteriální β -laktamázy acidimetrickou metodou. Acidimetrická metoda je vhodná pro detekci β -laktamázy u stafylokoků a neisserií.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Erba Lachema s.r.o.
Technical Product Management
Brno, 21.06.2023

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

