

ADVISORY NOTICE

27_2023_CRP CONTROL hodnoty

Produkty: CRP CONTROL HIGH, Kat. č. BLT20013
CRP CONTROL LOW, Kat. č. BLT20014

Vážení zákazníci,

Rádi bychom Vás informovali o rozšíření atestu pro výše uvedené produkty o hodnoty pro automatické analyzátory XL200, XL 640 a XL 1000.

Všechny nové výrobní šarže budou obsahovat tyto hodnoty v návodu k použití.

Pro šarže, které již jsou na trhu, uvádíme hodnoty v tabulce:

CRP CONTROL HIGH: šarže 2301086 a šarže 2305151

Analyzátor	Hodnota	Rozmezí	1 SD	Jednotka
XL-200	3.74	2.99-4.49	0.25	mg/dl
	37.4	29.9-44.9	2.49	mg/l
XL-640	3.61	2.89-4.33	0.24	mg/dl
	36.1	28.9-43.3	2.41	mg/l
XL-1000	3.34	2.68-4.00	0.22	mg/dl
	33.4	26.8-40.0	2.23	mg/l

CRP CONTROL LOW: šarže 2301103 a šarže 2305152


Analyzátor	Hodnota	Rozmezí	1 SD	Jednotka
XL-200	1.63	1.30-1.96	0.11	mg/dl
	16.3	13.0-19.6	1.09	mg/l
XL-640	1.63	1.30-1.96	0.11	mg/dl
	16.3	13.0-19.6	1.09	mg/l
XL-1000	1.56	1.26-1.86	0.10	mg/dl
	15.6	12.6-18.6	1.04	mg/l

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat

S pozdravem

Erba Lachema s.r.o.
Technical product management

Brno 22. srpna 2023



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

Ref.No.AN 2023_27