

ADVISORY NOTICE

37_2023_Senzory otřesů na balení přístrojů

Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vás informovat, že některé přístroje v přepravních boxech vyrobené v Erba Lachema jsou posílány se senzorem otřesů. Funkce těchto senzorů je informovat koncového uživatele, zda bylo s přístrojem nakládáno dle určených transportních podmínek.

Pokud jsou senzory aktivované, je pravděpodobné, že transportní podmínky by mohly mít dopad na funkčnost přístroje. V případě, že na transportní krabici je senzor otřesu, zkontrolujte jeho stav předem před převzetím zásilky. Přijetím zásilky stvrzujete, že zásilka byla dopravena v pořádku bez známek poškození.

V případě, že jsou senzory otřesu aktivované, kontaktujte přepravní společnost.

Příklady senzoru otřesů:



V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technická podpora



Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

Brno 9. Listopad 2023

Ref.No.AN_37_2023



Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno, Česká republika

IČ 269 18 846, DIČ CZ26918846, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, v. 45458

Tel.: +420 517 077 111, e-mail: diagnostics@erba.com, www.erbalachema.com