

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

43_2023_ Změna pH pro Erba Lyte Cleaning Solution

Produkt: REG00002 Erba Lyte Cleaning Solution

Vážený zákazníku,

dovolujeme si vás informovat ohledně změny rozsahu pH produktu Erba Lyte Cleaning Solution z 7,5-8,5 na 7-11,5. Tato změna barvy nemá vliv na funkčnost produktu.

Produkt Erba Lyte Cleaning Solution můžete používat jako obvykle.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technical product management

Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno

DIČ: CZ26918846 -7-

Brno 04.12.2023

Ref.No.AN_43_2023