

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

11_2024_UREA

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o odstranění tiskové chyby v návodech následujících produktů:

Kat. č.	Název
XSYS0020	UREA 275
XSYS0075	UREA 564 XL - 1000
BLT00060	UREA 1000
BLT00061	UREA 250

Oprava se týká změny meze stanovitelnosti a dolního technického limitu v aplikaci pro analyzátory XL.

Stávající hodnota 1.92 mol/l (11,5 mg/dl) je chybná.

Správná nová hodnota je 0,25 mol/l (1,5 mg/dl).

Prosím, změňte si tuto hodnotu ve Vašem analyzátoru.

V případě automatického systému ERBA XL kontaktujte prosím svého aplikačního specialistu nebo servisního technika pro nahrání nové aplikace pro parametr UREA.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
Technická podpora



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -7-

Brno 21.05.2024

Ref. No. AN_11_2024