

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

14_2024_UREA 250

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že reagensie **UREA 250, č. šarže 2302131** (reg. č. 12000079, kat. č. BLT00061), používaná pro kvantitativní stanovení močoviny in vitro v lidském séru, plazmě a moči, vykazuje v rámci vnitřní kontroly kvality a kalibrace výsledky mimo referenční meze.

Pokud při měření vnitřní kontroly kvality či kalibraci zaznamenáváte dlouhodobě u této šarže jakýkoli problém (např. hodnota blanku/koncentrace/hodnoty mimo rozsah), nepokračujte v dalších měřeních s reagensií dané šarže (zejména u vzorků pacientů) a neprodleně reklamujte tento produkt u vašeho distributora.

Po obdržení vaší reklamace vám bude poskytnuta náhrada daného počtu balení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

MVDr. Ludmila Lukeszová

Aplikační specialista

L.Lukeszova@erba.com

Erba Lachema s.r.o.

Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno

DIČ: CZ26918846 -31-



V Brně dne 31.5.2024

Ref. No.AN_14_2024