

## INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

16\_2024\_LAURA XL SW verze 1.2.4.16

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že 21. května 2024 byla vydána nová verze softwaru (verze 1.2.4.16) pro automatický močový analyzátor LAURA XL. Aktualizovaná verze SW zahrnuje:

- nový proces čištění přizpůsobitelný uživatelem
- aktualizovaný uživatelský manuál a přidání české verze
- zálohování systému při každém spuštění SW
- vylepšení správy kamer
- zlepšení nesrovnalostí ve výsledcích kolorimetrie pro moč světlé barvy
- výsledky pro chemii s příznakem N/A byly změněny pro více informací

a další změny včetně implementace požadavků zákazníků z globálního trhu a opravu bugů.

Erba Lachema důrazně doporučuje aktualizovat SW na vašem přístroji na nejnovější softwarovou verzi (1.2.4.16).

Chcete-li získat nejnovější verzi uživatelského SW, kontaktujte svého lokálního servisního technika nebo distributora, kteří zajistí instalaci aktualizované softwarové verze do vašeho přístroje. Aktualizovanou verzi SW naleznete na stránkách ERBA Knowledge Base.

Platné pro:

**PŘÍSTROJ:**


LAURA XL

kat. číslo: INS00065

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.  
Technická podpora



V Brně, 03. června 2024

Ref. No.AN\_16\_2024