

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

17_2024_H360_SW_vA14.11

Vážený zákazníku,

tímto vás informujeme, že software pro zařízení H360 byl aktualizován na verzi SW A14.11 a vydáný dne 30. dubna 2024.

Aktualizace SW zařízení H360_ v A14.11 implementuje opravy chyb:

- Řeší problém, kdy analyzátor může hlásit „Driver board fail to communicate“.
- Řeší problém s načítáním karty SD.
- Vyřešit problém s tiskem výtisků z termotiskárny.

SW verze A14.11 je již součástí zařízení vyrobených od SN K10012414026.

Pro verzi SW A14.11 se obraťte na místního servisního technika nebo distributora, který vám poskytne následující informace o nastavení nové verze SW.

Stroj: H360

Katalogové číslo: INS00077

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.
MVDr. Ludmila Lukeszová
Application specialist



Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
DIČ: CZ26918846 -31-

V Brně, 10.06.2024

Ref. No.AN_17_2024