

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

37_2024_Re-atestace sedimentu pro URINORM XL šarže 2404127

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás informovat, že došlo ke změně rozmezí v kontrolním materiálu **URINORM XL P** (kat. č. REG00060, reg. č. 10020778) **č. šarže 2404127**.

Hodnoty byly změněny pro vyhodnocení **RBC v sedimentu** na základě re-atestace kontrolního materiálu.

Nové cílové hodnoty pro URINORM XL P jsou:

Šarže	Expirace	Parametr	URINORM XL P	
2404127	03/2026	Červené krvinky	2 – 30 / 11 – 158	N/hpf / N/ μ l

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.

R&D specialist
Kateřina Seidlová



Erba Lachema s.r.o.

Karásek 2219/1d, 621 00 Brno

DIČ: CZ26918846 -7-

V Brně, 12.11. 2024

Ref. No. AN_37_2024