

## SPOLEČNOST

### Podobnosti čistě náhodné?

#### Vital Scientific

Společnost Vital Scientific více než 40 let navrhuje a vyrábí vědecké a laboratorní přístroje. Odborná kvalifikace, zkušení zaměstnanci, kvalitní servis, výkonné vývojové nástroje, systém řízení jakosti ISO 9000 a know-how je garancí pro kvalitní řešení vašich potřeb.

„Jen to nejlepší“ je dlouhodobým motem společnosti.

[www.vitalscientific.com](http://www.vitalscientific.com)

#### PLIVA-Lachema Diagnostika

Společnost PLIVA-Lachema Diagnostika více než 40 let vyvíjí a vyrábí diagnostické přípravky. Odborná kvalifikace, zkušení zaměstnanci, kvalitní servis, výkonné vývojové zázemí, systém řízení jakosti ISO 9001 a ISO 13485 a know-how je garancí pro kvalitní řešení vašich potřeb.

„Dostupný komfort, komfortní dostupnost“ je dlouhodobým motem společnosti.

[www.lachema.com](http://www.lachema.com)

PLIVA-Lachema Diagnostika a Vital Scientific si Vás dovoluji seznámit s jedinečnou rodinou analyzátorů pro klinickou biochemii. Tato skupina analyzátorů je nejlepší volbou pro vaši laboratoř z hlediska výkonu, uživatelského komfortu, všestrannosti a ceny. Všechny tři analyzátory jsou založeny na stejných opticko-mechanických principech měření, což znamená shodnost nastavení parametrů pro měření na všech 3 typech bez nutnosti přizpůsobení. Současně všechny analyzátory využívají stejný způsob práce, stejný ovládací software a jsou stejné i z hlediska údržby. Tento jedinečný koncept „Tři velikosti - jedna chemie“ Vám nabízí tyto výhody:

- dostupnost všech aplikací
- bezplatný systém preventivní údržby po celou dobu záruční lhůty
- možnost upgrade nebo doplnění o jiný typ analyzátoru skupiny, a to bez změn v rozložení činidel a bez nutnosti nového školení obsluhy a údržby
- možnost provozovat různé velikosti analyzátorů v rámci skupiny laboratoří se stejným nastavením reagentů a metod

S více než 5000 instalacemi po celém světě je Flexor prezentován jako nejlepší volba pro malé a střední laboratoře. Navíc Vitalab Flexor svou koncepcí dokonale zapadá do současných trendů pro speciální testy nebo záložní systémy.

#### Analýzátory Vitalab Flexor garantují návratnost Vašich investic:

- minimum spotřebního materiálu a nízké objemy reagentů = nízké náklady na test
- malá spotřeba vody a použití normální destilované vody = nízké náklady na provoz
- osvědčená kvalita, vysoká spolehlivost a nízký počet součástí vyžadujících údržbu = nízké náklady na údržbu
- dlouhá doba práce bez nutnosti obsluhy = nízké náklady na obsluhu
- volitelně: samostatný sběr koncentrovaného odpadu = nízké náklady na likvidaci odpadu
- rychlá návratnost investic.

 Seznamte se  
 s rodinou  
 Flexor ...



PLIVA-Lachema Diagnostika s.r.o.  
MODRÝ BOD KVALITY

PLIVA-Lachema Diagnostika s.r.o., Karásek 1, 621 33 Brno, Česká republika  
IČ 269 18 846, DIČ CZ26918846, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45458  
tel.: +420 541 127 111, fax: +420 541 127 627, e-mail: [diagnostics@lachema.cz](mailto:diagnostics@lachema.cz), [www.lachema.com](http://www.lachema.com)

# Tři velikosti - jedna chemie

## KOMPAKTNOST BEZ KOMPROMISU

Flexor Junior je stolní analyzátor s kapacitou 100 testů za hodinu (150 testů za hodinu s ISE). Označení malý analyzátor u něj v žádném případě neznamena, že postrádá kvalitu a výkon. Je ideální kombinací osvědčené technologie, výkonu, všestrannosti a ceny. Je schopen splnit náročné požadavky malé laboratoře tou nejvhodnější a nejekonomičtější cestou.

## EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB

Flexor E je stolní analyzátor s kapacitou 180 testů za hodinu (270 testů za hodinu s ISE). Jeho specifikace z něj činí skutečně všestranný analyzátor. Ve standardní výbavě disponuje vlastnostmi, které jsou nadstandardní i u velkých výkonných systémů. Znamená pro vás komfortní a ekonomické řešení.

## VÝKON A OSVĚDČENÁ KVALITA

Flexor XL je samostatně stojící analyzátor s kapacitou 360 testů za hodinu (450 testů za hodinu s ISE). Díky použití různých zkumavek pro primární vzorky a možností jednoznačné identifikace patientských vzorků s použitím čárových kódů je Flexor XL ideální pro laboratoře, kde flexibilita a integrace do systému laboratoře je klíčovou vlastností. Flexor XL disponuje vlastním záložním systémem díky použití duálního optického modulu.

1



flexor junior

2



flexor E

3



flexor XL