




## ENTEROtest 24 new

### Definitivní identifikace enterobakterií

- definitivní identifikace 139 druhů enterobakterií
- komfortní bezčinnidlová souprava
- inkubace 24 hod při 37°C
- automatické i vizuální vyhodnocení































### Souprava obsahuje:
































- 40 identifikací
- návod k použití s diferenciací tabulkou
- 10 PE sáčků pro inkubaci
- 40 formulářů pro záznam výsledků
- sáček na uložení nespotřebované destičky
- víčko pro inkubaci
- **NOVĚ:** barevnou škálu


































# ENTEROtest 24

Barevná škála / Farebná stupnica / Colour scale / Цветная шкала / Porównawcza skala barw / Színskála / Farbskala / Escala de colores

1	H URE	G ARG	F ORN	E LYS	D H <sub>2</sub> S	C SCI	B MAL	A ONP
+	 	 	 	 	 	 	 	 
-	 		 	 	 	 	 	


2	H SAL	G SOR	F MLB	E CEL	D LAC	C TRE	B MAN	A GLR
+	 	 	 	 	 	 	 	 
-	 	 	 	 	 	 	 	

3	H DUL	G ADO	F ART	E SUC	D INO	C RAF	B ESL	A bXY
+	 	 	 	 	 	 	 	 
-	 	 	 	 	 	 	 	

MIKROTEST®

BLUE POINT OF QUALITY

## ENTEROtest 24



1 = Parafinový olej - Paraffin oil - Пар.масло - Olej parafinowy - Paraffinolaj - Paraffinöl - Aceite de parafina

2 = Fyziologický roztok - Saline - Физиологический раствор - Roztwór soli fizjologicznej - Fiziológias sóoldatban - Physiologische Lösung - Solución fisiológica salina