

System stanovení minimální inhibiční koncentrace ATB

MIKROLATEST® MIC

Jednodruhov^é soupravy MIC

- kvantitativní stanovení citlivosti/rezistence k ATB
- stabilní provedení (skladování 2 – 8°C)
- expirace až 21 měsíců
- dělitelné jednostripy
- 20 druhů ATB
- souprava obsahuje 36 stanovení
- Výrobce: Erba Lachema, Brno

Registrační číslo	Katalogové číslo	Název	Koncentrace
10020303	MLT00048	MIC Amikacin	64 - 1 mg/l
10020301	MLT00049	MIC Ampicillin	64 - 1 mg/l
10020302	MLT00050	MIC Ampicillin/Sulbactam	64/32 - 1/0,5 mg/l
10020307	MLT00051	MIC Cefepime	32 - 0,5 mg/l
10020312	MLT00052	MIC Ceftazidime	32 - 0,5 mg/l
10020313	MLT00053	MIC Cefuroxime	64 - 1 mg/l
10020314	MLT00054	MIC Ciprofloxacin	4 - 0,06 mg/l
10020320	MLT00055	MIC Clindamycin	4 - 0,06 mg/l
10020321	MLT00056	MIC Colistin	16 - 0,25 mg/l
10020315	MLT00057	MIC Ertapenem	4 - 0,06 mg/l
10020317	MLT00058	MIC Gentamicin	32 - 0,5 mg/l
10020323	MLT00059	MIC Linezolid	16 - 0,25 mg/l
10020324	MLT00060	MIC Meropenem	8 - 0,12 mg/l
10020326	MLT00061	MIC Nitrofurantoin	128 - 2 mg/l
10020329	MLT00062	MIC Penicillin	4-0,06 mg/l
10020331	MLT00063	MIC Piperacillin/Tazobactam	128/4 - 2/4 mg/l
10020332	MLT00064	MIC Teicoplanin	16 - 0,25 mg/l
10020334	MLT00065	MIC Tigecycline	4 - 0,06 mg/l
10020322	MLT00066	MIC Trimethoprim/Sulfamethoxazole	8/152 - 0,125/2,38 mg/l
10020336	MLT00067	MIC Vancomycin	16 - 0,25 mg/l

