



A MEMBER OF



SENSI  TEST

**NOWOŚĆ!**

**Break-pointowe zestawy  
do oznaczania  
lekowrażliwości  
na antybiotyki**

- Oparte na standardach Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST
- Prosta interpretacja na podstawie zaleceń EUCAST
- Wizualny odczyt wyników na podstawie obecności wzrostu bakterii w studzienkach mikropłytki
- Dzielone płytki w zestawach do przeprowadzenia nawet pojedynczych badań
- Długi termin ważności
- Przechowywanie w temperaturze pokojowej

**SENSILAtest G – I**

**SENSILAtest G – II**

**SENSILAtest URINE**

**SENSILAtest NEFERM**

**SENSILAtest G +**

**SENSILAtest STAPHY**

[www.erbalachema.com](http://www.erbalachema.com)

Do oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki

Wyniki lekowrażliwości mikroorganizmów oceniane na podstawie obecności wzrostu po upływie 18-24 godzin inkubacji (48 godzin – dla mikroorganizmów wolnorosnących)

Nośnik zawiesziny w postaci sproszkowanej częścią zestawu

6 zestawów dla różnych grup mikroorganizmów

## SENSILatest G - I

- dla bakterii z rodziny *Enterobacteriaceae*
- przeznaczony do 60 badań
- antybiotyki do leczenia mniej poważnych zakażeń
- zawiera 10 antybiotyków

## SENSILatest G - II

- dla bakterii z rodziny *Enterobacteriaceae*
- przeznaczony do 60 badań
- antybiotyki do leczenia poważnych zakażeń, przede wszystkim w przypadkach pacjentów hospitalizowanych, a także w przypadkach izolacji szczepu wieloopornościowego
- zawiera 8 antybiotyków

## SENSILatest G +

- dla gram-dodatnich bakterii rodzajów *Enterococcus* i *Streptococcus* (z wyjątkiem paciorkowców z grupy „viridans” i *Streptococcus pneumoniae*)
- przeznaczony do 40 badań
- zawiera 13 antybiotyków

## SENSILatest URINE

- dla bakterii izolowanych w przypadkach zakażeń dróg moczowych, przede wszystkim przedstawicieli z rodziny *Enterobacteriaceae*
- przeznaczony do 40 badań
- zawiera 14 antybiotyków

## SENSILatest NEFERM

- dla bakterii niefermentujących
- przeznaczony do 60 badań
- zawiera 9 antybiotyków

## SENSILatest STAPHY

- dla gronkowców
- przeznaczony do 60 badań
- zawiera 11 antybiotyków



Erba Lachema s. r. o.,  
ul. Karásek 1d, 621 00 Brno, Republika Czeska  
Tel.: +420 517 077 427, fax: +420 517 077 578  
E-mail: diagnostics@erbalachema.com  
**Przedstawicielstwo w Polsce:**  
ul. Szamocińska 21, 61-417 Poznań  
Tel. kom. +48 510 251 115, fax: +48 61 830 76 53  
E-mail: tyrdon@erbalachema.com  
www.erbalachema.com



Wyłączny Dystrybutor w Polsce:  
P.P.H.U. BOR-POL  
Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice  
Tel.: (32) 270 61 35, fax: (32) 237 86 21  
e-mail: borpol@borpol.com.pl  
www.borpol.com.pl