
































## STAPHYtest 24

































### Wygodna identyfikacja najważniejszych klinicznie gatunków rodzaju **Staphylococcus**

































- niezawodna ostateczna identyfikacja do gatunku
- ocena: wizualna i za pomocą czytnika
- wygodny zestaw bezodczynnikowy
- zminimalizowanie potrzeby wykonania dodatkowych testów

### Zestaw zawiera:


- 10 paneli identyfikacyjnych (każdy do identyfikacji 4 szczepów) z wysuszaczem
- instrukcję obsługi wraz z tabelą identyfikacyjną
- 10 PE torebek do inkubacji
- 40 formularzy do wpisywania wyników
- pokrywę z nadrukiem
- torebkę do przechowywania nieużytej płytki

1		H	G	F	E	D	C	B	A
		URE	ARG	ORN	bGA	GLR	bGL	PHS	ESL
1	⊕	 	 	 	 	 	 	 	 
	⊖	 	 	 				 	 

2		H	G	F	E	D	C	B	A
		NAG	GAL	SUC	TRE	MAN	MLT	XYL	MNS
2	⊕	 	 	 	 	 	 	 	 
	⊖	 	 	 	 	 	 	 	 

3		H	G	F	E	D	C	B	A
		LAC	SOR	RIB	FRU	CEL	ARA	RAF	XOL
3	⊕	 	 	 	 	 	 	 	 
	⊖	 	 	 	 	 	 	 	 

BLUE POINT OF QUALITY



☼ = Parafinový olej - Paraffin oil - Пар.масло - Olej parafinowy - Paraffinolaj - Paraffinöl - Aceite de parafina