



STREPTOtest 24

Ostateczna identyfikacja gatunków rodzajów Streptococcus i Enterococcus

- wykonanie bezodczynnikowe
- ocena: wizualna i za pomocą czytnika
- ukierunkowanie na gatunki istotne klinicznie
- aktualne nazewnictwo taksonów w matrycy identyfikacyjnej

Zestaw zawiera:

- 10 paneli identyfikacyjnych do 40 identyfikacji
- instrukcję obsługi wraz z tabelą identyfikacyjną
- 10 PE torebek do inkubacji
- 40 formularzy do wpisywania wyników
- pokrywę z nadrukiem
- torebkę do przechowywania niezużytej płytki

STREPTOtest 24

REF 50003529

Barevná škála
Farebná stupnica
Colour scale
Цветная шкала
Porównawcza skala barw
Színskála
Farbskala
Escala de colores



MIKRO-LA-TEST®

1		H	G	F	E	D	C	B	A
		NAG	LAP	bMN	GLR	bGL	bGA	αGA	PHS
	⊕								
2		H	G	F	E	D	C	B	A
		ESL	INU	MAN	SOR	MLB	RIB	LAC	PUL
	⊕								
3		H	G	F	E	D	C	B	A
		ARG	S06	AMG	TGT	MLT	RAF	TRE	SOE
	⊕								
		H	G	F	E	D	C	B	A
		ESL	INU	MAN	SOR	MLB	RIB	LAC	PUL
	⊕								
		H	G	F	E	D	C	B	A
		ARG	S06	AMG	TGT	MLT	RAF	TRE	SOE
	⊕								

BLUE POINT OF QUALITY

