

URINORM™

Mocz kontrolny



Badanie moczu pod kontrolą

Mocz kontrolny URINORM™



Analizy

- Ciężar właściwy
- Leukocyty
- Azotyny
- Białko
- pH
- Glukoza
- Ciała ketonowe
- Bilirubina
- Urobilinogen
- Krew

Specyfikacja produktu

- 2 poziomy kontrole badania moczu (normalny i patologiczny)
- Opakowanie: 2 x 3 probówki, po 15ml każda
- Przechowywanie w 2 do 8 °C
- Stabilność moczu kontrolnego od pierwszego otwarcia wynosi 1 miesiąc i/lub 10 pomiarów
- Gotowe do użycia roztwory z możliwością natychmiastowego zastosowania
- Możliwość 10 pomiarów z 1 probówki
- Mocze kontrolne przeznaczone są dla pasków diagnostycznych PHAN® i dla wszystkich rodzajów czytników LAURA®
- Szybki wynik do 1 minuty

Nr kat.	Produkt	Ilość w op.
10010266	Urinorm	2 x 3 probówki



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia wykorzystane wyłącznie do celów reprezentacyjnych – mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 **Erba Lachema s.r.o.**
ul. Karásek 1d, 621 00 Brno, Czech Republic
E-mail: diagnostics@erbalachema.com; www.erbalachema.com
Przedstawiciel w Polsce:
tel. kom. +48 510 251 115; tvrdon@erbalachema.com



Contact info / map