



ENTEROtest 24 new

Ostateczna identyfikacja pączek fermentujących z rodziny *Enterobacteriaceae*































- ostateczna identyfikacja 139 gatunków z rodziny *Enterobacteriaceae*
- wygodny zestaw bezodczynnikowy
- 24 godzinna inkubacja w temp. 37 °C
- ocena: wizualna i za pomocą czytnika
































Zestaw zawiera:
































- paski do 40 identyfikacji
- instrukcję obsługi z tabelą różnicującą
- 10 PE torebek do inkubacji
- 40 formularzy do zapisywania wyników
- torebkę do przechowywania nieużytej płytki
- pokrywę z nadrukiem
- **NOWOŚĆ:** porównawczą skalę barw

ENTEROtest 24

Barevná škála / Farebná stupnica / Colour scale / Цветная шкала / Porównawcza skala barw / Színskála / Farbskala / Escala de colores

1	H URE	G ARG	F ORN	E LYS	D H ₂ S	C SCI	B MAL	A ONP
+	 	 	 	 	 	 	 	 
-	 		 	 	 	 	 	


2	H SAL	G SOR	F MLB	E CEL	D LAC	C TRE	B MAN	A GLR
+	 	 	 	 	 	 	 	 
-	 	 	 	 	 	 	 	

3	H DUL	G ADO	F ART	E SUC	D INO	C RAF	B ESL	A bXY
+	 	 	 	 	 	 	 	 
-	 	 	 	 	 	 	 	


MIKROTEST®

BLUE POINT OF QUALITY

ENTEROtest 24



 = Parafinový olej - Paraffin oil - Пар.масло - Olej parafinowy - Paraffinolaj - Paraffinöl - Aceite de parafina

1  = Fyziologický roztok - Saline - Физраствор - Roztwór soli fizjologicznej - Fiziológias sóoldatban - Physiologische Lösung - Solución fisiologica salina